



PRODUKTOVÝ
KATALOG
ORTOPEDIE
2024

OBSAH

KRK, ZÁDA, BŘICHO 3

| | |
|---------------------|----|
| Krční ortézy | 3 |
| Zádové ortézy | 4 |
| Břišní pásy | 10 |

PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA 12

| | |
|-----------------------|----|
| Ramenní ortézy | 12 |
| Loketní ortézy | 17 |
| Loketní pásy | 18 |
| Zápěstní ortézy | 19 |
| Ortézy prstů | 22 |

KYČEL, KOLENO 25

| | |
|----------------------|----|
| Kyčelní ortézy | 25 |
| Kolenní ortézy | 26 |
| Doplňky | 37 |

KOTNÍK, CHODIDLO 38

| | |
|------------------------|----|
| Kotníkové ortézy | 38 |
| Korektory | 44 |
| Podpatěnky | 44 |
| Vložky do bot | 45 |

Snížená cena



Produkty označené tímto štítkem mají sníženou cenu MFC oproti číselníku SÚKL.

**Vyžaduje
odborné
nastavení**



Produkt je určen k použití výhradně po odborném individuálním nasazení a nastavení.

- KRK
- ZÁDA
- BŘICHO



Krk, Záda, Břicho

Podpory krku mohou pomoci zmírnit nepohodlí krční páteře nebo mu předcházet. Tzv. whiplash (poranění krční páteře z prudké extenze a flexe) nebo nadměrné zatížení krčních svalů jsou jen několika příklady, které způsobují nejčastější příznaky bolesti krku, jako je bolest svalů, ztuhlá bolest, bolest nervů nebo bolest hlavy. Krční límce poskytují stabilizaci a oporu krční páteři a udržují krk v teple.

Bolesti zad jsou jedním z nejčastějších druhů bolestivých obtíží. Mohou být způsobeny špatným držením těla, dlouhým sezením při práci, těhotenstvím a mnoha dalšími příčinami. Zádové bandáže a ortézy mohou nabídnout úlevu od bolesti a snižují tlak na páteř.

Jako opora ochablých břišních svalů či vazů slouží elastické břišní pásy. Používají se po různých chirurgických zákrocích, kýlách nebo pro zpevnění břicha v těhotenství.



Snížená cena

Krční límec měkký 032A

Indikace:

- lehké distorze krční páteře
- doléčení po těžkých distorzích, operacích a frakturách po sejmutí rigidnější fixace
- bolestivé stavy (např. degenerativní stavy)




| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 29-35 |
| 2 | 36-42 |
| 3 | 43-49 |
| 4 | 50-58 |

| výška (cm) |
|------------|
| 7 |
| 9 |
| 11 |

Kód SÚKL:
5006066

MFC: **194,88 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **194,88 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem krku



Snížená cena

Krční límec s výztuhou 032B

Indikace:

- lehké distorze krční páteře
- doléčení po těžkých distorzích, operacích a frakturách po sejmutí rigidnější fixace
- bolestivé stavy (např. degenerativní stavy)




| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 29-35 |
| 2 | 36-42 |
| 3 | 43-49 |
| 4 | 50-58 |

| výška (cm) |
|------------|
| 7 |
| 9 |
| 11 |

Kód SÚKL:
5006064

MFC: **331,52 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **331,52 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem krku

KRK, ZÁDA, BŘICHO



Snížená cena

Krční límec kuličkový 032C


Indikace:

- lehké distorze krční páteře
- doléčení po těžkých distorzích, operacích a frakturách po sejmutí rigidnější fixace
- bolestivé stavy (např. degenerativní stavy)

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 29-35 |
| 2 | 36-42 |
| 3 | 43-49 |

Kód SÚKL:
5006067

MFC: **194,88 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **194,88 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem krku



medi

protect.Collar soft

Imobilizační krční límec

Indikace:

- cervikální syndrom
- hypermobilita
- revmatické onemocnění
- akutní přetížení krčních svalů
- whiplash syndrom
- degenerativní změny krční páteře

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 29-35 |
| 2 | 36-42 |
| 3 | 43-49 |
| 4 | 50-58 |

Kód SÚKL:
5000614

MFC: **229,99 Kč**
Doplatek: **35,11 Kč**
UZP: **194,88 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

měření: obvod kolem krku



medi

Lumbamed basic

Bandáž bederní páteře

Indikace:

- bolesti bederní páteře (lumbago) způsobené patologií facetových kloubů
- dysbalance posturálních svalů bederní páteře
- onemocnění vazů
- postdiskotomický syndrom
- hypermobilita v bederní páteři
- osteochondróza, spondylóza
- iritace v sakroiliálním kloubu

| velikost | ženy - obvod kolem boků (cm) | muži - obvod kolem pasu (cm) |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| I | 76-86 | 66-76 |
| II | 86-98 | 76-88 |
| III | 98-111 | 88-101 |
| IV | 111-125 | 101-115 |
| V | 125-140 | 115-130 |

Kód SÚKL:
5000636

MFC: **1179,99 Kč**
Doplatek: **497,91 Kč**
UZP: **682,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: ženy - obvod kolem boků



měření: muži - obvod kolem pasu



medi

Lumbamed plus

Bederní pás s masážní pelotou

Indikace:

- bolest v dolní části zad (lumbago) způsobená postižením meziobratlových kloubů
- posturální svalová dysbalance v oblasti bederní páteře
- poruchy vazů
- postdiskotomický syndrom
- mírné rozvolnění kloubů v oblasti bederní páteře, např. osteochondróza a spondylóza
- podráždění sakroiliálního skloubení
- symfyziolýza

| velikost | ženy - obvod kolem boků (cm) | muži - obvod kolem pasu (cm) |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| I | 76-86 | 66-76 |
| II | 86-98 | 76-88 |
| III | 98-111 | 88-101 |
| IV | 111-125 | 101-115 |
| V | 125-140 | 115-130 |

Kód SÚKL:
5000641

MFC: **1414,99 Kč**
Doplatek: **732,91 Kč**
UZP: **682,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: ženy - obvod kolem boků



měření: muži - obvod kolem pasu




medi

Lumbamed strap

Prodloužení bederních pasů Lumbamed

MOC: 155,00 Kč



medi

protect.Lumbafix

Stabilizační bederní pás z nového komfortního úpletu

Indikace:

- bolest v dolní části zad (lumbago), ligamentózní poruchy
- myostatická a svalová nedostatečnost
- podráždění facetových kloubů
- symfyziolýza
- postdiscektomický syndrom
- podráždění lumbosakrálního přechodu

| velikost | obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-----------------------|
| I | 65-75 |
| II | 75-85 |
| III | 85-97 |
| IV | 97-110 |
| V | 110-120 |


Kód SÚKL:
5012660

MFC: 849,99 Kč

Doplatek: 167,91 Kč

UZP: 682,08 Kč

Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



medi

Lumbamed® plus E+motion®

Stabilizační bederní pás s integrovanou masážní pelotou – aktivní bandáž pro použití při sportu, v práci i každodenním životě

Indikace:

- Všechny indikace, u nichž je nutná stabilizace bederní páteře rozložením tlaku pomocí zádové peloty, jako je např.:
- lumbalgie
 - svalové dysbalance v bederní oblasti

| velikost | ženy - obvod kolem boků (cm) | muži - obvod kolem pasu (cm) |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| I | 76-86 | 66-76 |
| II | 86-98 | 76-88 |
| III | 98-111 | 88-101 |
| IV | 111-125 | 101-115 |
| V | 125-140 | 115-130 |

MOC: 1411,20 Kč



měření: ženy – obvod kolem boků



měření: muži – obvod kolem pasu



medi

protect.Lumbostyle

Bederní ortéza s přídatnými utahovacími popruhy

Indikace:

- léčba bolestivých stavů bederní páteře
- bederní ischias (degenerativního původu)
- mírná spondylóza bez posunu obratle
- protruze disku
- osteochondróza, spondylartróza
- podráždění lumbosakrálního přechodu

| velikost | výška 21 cm - obvod kolem pasu (cm) | výška 26 cm - obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I | 60-85 | 60-85 |
| II | 85-105 | 85-105 |
| III | 105-120 | 105-120 |
| IV | 120-145 | 120-145 |
| V | - | 140-160 |


Kód SÚKL:
5000610

MFC: 799,98 Kč

Doplatek: 117,90 Kč

UZP: 682,08 Kč

Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu





medi

protect.Lumbaforte

Bederní pás

Indikace:


- svalová instabilita páteře
- svalová hypertonie
- podráždění meziobratlových kloubů
- symfyziolýza
- ligamentózy
- podpora po discektomii
- bolest v lumbosakrálním přechodu



| velikost | obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-----------------------|
| I | 70-82 |
| II | 83-95 |
| III | 96-108 |
| IV | 109-121 |
| V | 122-133 |

Kód SÚKL:
5000611

MFC: **799,98 Kč**
Doplatek: **117,90 Kč**
UZP: **682,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



medi

Lumbamed active

Bandáž bederní páteře

Indikace:


- bolesti bederní páteře (lumbago) způsobené myostatickou a svalovou nedostatečností
- iritace v malých meziobratlových kloubech
- onemocnění vazů
- osteochondróza, spondylóza
- postdiskotomický syndrom



| velikost | obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-----------------------|
| I | 70-82 |
| II | 82-95 |
| III | 95-108 |
| IV | 108-121 |
| V | 121-134 |

Kód SÚKL:
5000635

MFC: **989,99 Kč**
Doplatek: **307,91 Kč**
UZP: **682,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



medi

Vyžaduje odborné nastavení

Lumbamed facet

Podpůrná bederní ortéza

Indikace:

- osteoartrida meziobratlových kloubů
- protruze / prolaps meziobratlové ploténky
- silná bolest v bederní oblasti (ischialgie)
- lumbago
- lumbago s přesahem na sakroiliakální skloubení
- chronická bolest v lumbosakrální oblasti
- spondylóza bez posunu obratlů
- spondylolistéza
- svalová dysbalance
- segmentální nestabilita
- stenóza bederního páteřního kanálu



| velikost | ženy - obvod kolem boků (cm) | muži - obvod kolem pasu (cm) |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 76-86 | 66-76 |
| 2 | 86-98 | 76-88 |
| 3 | 98-111 | 88-101 |
| 4 | 111-125 | 101-115 |
| 5 | 125-140 | 115-130 |
| 6 | 140-155 | 130-150 |

MOC: 2302,00 Kč



měření: ženy - obvod kolem boků



měření: muži - obvod kolem pasu



medi

Vyžaduje odborné nastavení

Lumbamed sacro

Modulární ortéza pánve pro stabilizaci a uvolnění napětí s masážními vložkami


Indikace:

- onemocnění sakroiliakálního kloubu (SIJ syndrom)
- artritida sakroiliakálního kloubu
- nestabilita sakroiliakálního kloubu
- myalgie a tendinopatie v pánevní oblasti
- nestabilita pánevního pletence
- strukturální poškození po spondylóze na lumbální páteři (LWS)
- opakující se blokáda sakroiliakálního kloubu
- opakující se myotendinopatie (m. rectus abdominis, m. piriformis)
- diastáza symfýzy a uvolnění



| velikost | obvod kolem boků (cm) |
|----------|-----------------------|
| I | 70-85 |
| II | 85-100 |
| III | 100-115 |
| IV | 115-130 |
| V | 130-145 |

MOC: 2266,00 Kč



obvod kolem boků

KRK, ZÁDA, BŘICHO



Lumbamed disc

Bederní pás s nastavitelným stabilizačním systémem

Indikace:

- meziobratlové hernie disku nebo prolapsy disku (konzervativní, pooperační)
- opakující se lumbální dysfunkce
- spondyloartróza
- syndrom lumbálního přetížení
- statická svalová nerovnováha (lumbální a thorakolumbální oblast)
- všechny indikace vyžadující snížení lordózy

| velikost | ženy - obvod kolem boků (cm) | muži - obvod kolem pasu (cm) |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| I | 76-86 | 66-76 |
| II | 86-98 | 76-88 |
| III | 98-111 | 88-101 |
| IV | 111-125 | 101-115 |
| V | 125-140 | 115-130 |
| VI | není | 130-146 |

Kód SÚKL:
5000619

MFC: **2562,00 Kč**
Doplatek: **809,20 Kč**
UZP: **1752,80 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: ženy - obvod kolem boků



měření: muži - obvod kolem pasu



protect.Pro action

Bederní ortéza s přídatnými utahovacími popruhy


Indikace:

- lumbago
- lumboischialgie
- degenerativní onemocnění disku
- diskopatie
- ischialgie

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| S | 68-85 |
| M | 80-100 |
| L | 95-120 |
| XL | 115-135 |

Kód SÚKL:
5000581

MFC: **1224,98 Kč**
Doplatek: **542,90 Kč**
UZP: **682,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod boků



Bederní pás 100B


Indikace:

přetížení trupu veškeré etiologie

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 67-74 |
| 2 | 75-84 |
| 3 | 85-95 |
| 4 | 96-107 |
| 5 | 108-123 |

Kód SÚKL:
5006074

MFC: **389,76 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **389,76 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



Bederní pás 100G


Indikace:

Přetížení trupu veškeré etiologie.

| velikost | výška 26 cm - obvod (cm) | výška 32 cm - obvod (cm) |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 66-75 | 66-75 |
| 2 | 76-85 | 76-85 |
| 3 | 86-95 | 86-95 |
| 4 | 96-110 | 96-110 |
| 5 | 111-125 | 111-125 |
| 6 | 126-140 | 126-140 |
| 7 | 141-155 | 141-155 |

Kód SÚKL:
5006073

MFC: **682,08 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **682,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



Snížená cena

Bederní pás 100E


Indikace:

- přetížení trupu veškeré etiologie
- pooperační a poúrazové stavy vyžadující zpevnění trupu

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 66-75 |
| 2 | 76-85 |
| 3 | 86-95 |
| 4 | 96-110 |
| 5 | 111-125 |

Kód SÚKL:
5006072

MFC: **682,08 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **682,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



Vyžaduje odborné nastavení

protect.Dorsofix

Semirigidní thorakolumbální korzet


Indikace:

- akutní a chronické bolesti střední a dolní části zad
- rekonvalescence po zlomenině obratle
- lumbální radikulitida
- vyhřezlé ploténky
- artróza obratlů
- kyfotická hrudní páteř
- mírná spondylolistéza
- pooperační období po bederní discektomii
- rekonvalescence po operaci ke stabilizaci páteře
- osteoporóza s infracemi obratlů

| velikost | ženy - obvod kolem boků (cm) | muži - obvod kolem boků (cm) |
|----------|------------------------------|------------------------------|
| XS | 78-86 | 71-81 |
| S | 86-96 | 81-91 |
| M | 96-106 | 91-101 |
| L | 106-116 | 101-111 |
| XL | 116-126 | 111-121 |
| XXL | 126-136 | 121-131 |

Kód SÚKL:
5000612

MFC: **2344,98 Kč**
Doplatek: **592,18 Kč**
UZP: **1752,80 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: ženy - obvod kolem boků
muži - obvod kolem boků



protect.CSB


Zádová ortéza ke korekci držení těla

Indikace:

- bolest páteře související s chybným držením těla
- svalová slabost a/nebo nerovnováha v zádech
- shrbená záda a/nebo chronická bolest zad

| velikost | obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-----------------------|
| XS | 56-64 |
| S | 64-72 |
| M | 72-80 |
| L | 80-90 |
| XL | 90-100 |

MOC: 1944,00 Kč



měření: obvod kolem pasu



Vyžaduje odborné nastavení

Spinomed

Zádová ortéza k extenzi obratlů při osteoporóze

Indikace:

- Všechny indikace vyžadující úlevu a/nebo korekci bederní/hrudní páteře a omezení pohybu v sagitální rovině, jako např.:
- osteoporotický kolaps kostí v hrudní a bederní páteři
 - hyperkyfóza s chronickou bolestí zad
 - juvenilní Scheuermannova nemoc

| velikost | délka zad (cm) |
|----------|----------------|
| XS | až 42 |
| S | 41-48 |
| M | 47-54 |
| L | 53-60 |
| XL | 59-66 |
| XXL | 65-72 |

MOC: 8500,00 Kč



měření: délka zad od křížové kosti po obratel C7

KRK, ZÁDA, BŘICHO



Snížená cena


Klavikulární bandáž 070A

Indikace:
Nestabilita klíční kosti či přilehlých kloubů veškeré etiologie.

| velikost | obvod (cm) |
|----------|-------------------|
| 0 | do 55 cm |
| 1 | od 55 cm do 75 cm |
| 2 | nad 75 cm |

Kód SÚKL:
500609

MFC: **340,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem hrudníku



Snížená cena

Klavikulární bandáž kruh 070B

Indikace:
Nestabilita klíční kosti či přilehlých kloubů veškeré etiologie.


| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 0 | do 55 cm |
| 1 | do 75 cm |
| 2 | do 95 cm |
| 3 | nad 95 cm |

Kód SÚKL:
5006070

MFC: **340,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem hrudníku



protect.Clavicle support

Klavikulární bandáž

Indikace:

- zlomeniny klíční kosti
- lehká imobilizace klíční kosti
- vykloubení klíční kosti


| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| S | 66-81 |
| M | 82-97 |
| L | 98-112 |

Kód SÚKL:
5000613

MFC: **324,99 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **324,99 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod hrudníku



Snížená cena

Hrudní pás 300A


Indikace:

- přetížení vrchní části trupu veškeré etiologie
- stavy vyžadující zpevnění horní části trupu

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | do 105 cm |
| 2 | nad 105 cm |

Kód SÚKL:
5006071

MFC: **487,20 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **487,20 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem hrudníku



KRK, ZÁDA, BŘICHO



medi

protect.Abdominal support

Pohodlná bandáž pro břicho nebo hrudník


Indikace:

- pooperační léčba
- po operacích hrudníku nebo břicha
- pooperační otok
- pohmožděný hrudní koš
- zlomená žebra
- podpora břišního svalstva
- odlehčení páteře
- snazší hojení jizev

| velikost | obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-----------------------|
| S | 75-85 |
| M | 85-105 |
| L | 105-125 |
| XL | 125-145 |

Kód SÚKL:
5000608

MFC: **509,99 Kč**
Doplatek: **120,23 Kč**
UZP: **389,76 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



medi

Lumbamed maternity

Podpůrný bederní pás pro stabilizaci během těhotenství


Indikace:

- bolestivé stavy v oblasti bederní páteře během těhotenství
- zmírnění potíží způsobených zvětšováním břicha
- hyperlordóza v těhotenství
- lumbalgie
- lumboschialgie

| velikost | obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-----------------------|
| I | 90-105 |
| II | 105-120 |
| III | 120-135 |

Kód SÚKL:
5002984

MFC: **1279,99 Kč**
Doplatek: **403,03 Kč**
UZP: **876,96 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



medi

protect.Maternity belt

Podpůrný pás ke zmírnění bolesti zad během těhotenství


Indikace:

- bolest v lumbální páteři během těhotenství

| velikost | obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-----------------------|
| I | 90-105 |
| II | 105-120 |
| III | 120-135 |

Kód SÚKL:
5000609

MFC: **871,99 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **871,99 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



Snížená cena
HANDICAP

Pánevní pás GRAVID 100HB


Indikace:

Přetížení trupu a bolest zad v těhotenství.

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 90-105 |
| 2 | 105-120 |
| 3 | 121-135 |

Kód SÚKL:
5006076

MFC: **876,96 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **876,96 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod přes břicho



Snížená cena



Pánevní pás 100H


Indikace:

- přetížení dolní části trupu, pánve a kyčlí veškeré etiologie
- diastáze symfýzy (bez pánevní nestability)
- pooperační a pouřazové stavy vyžadující zpevnění spodní části trupu

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 95-105 |
| 2 | 106-119 |
| 3 | 120-135 |

Kód SÚKL:
5006077

MFC: **974,40 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod přes pánev



Snížená cena



Břišní pás 250 ABDOMEN


Indikace:

- oslabení tonu břišní stěny veškeré etiologie
- pooperační stavy vyžadující odlehčení svalového napětí břišní stěny

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 66-75 |
| 2 | 76-85 |
| 3 | 86-100 |
| 4 | 101-115 |
| 5 | 116-130 |
| 6 | 131-145 |
| 7 | 146-160 |

Kód SÚKL:
5006075

MFC: **682,08 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **682,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu

| výška (cm) |
|------------|
| 20 |
| 24 |
| 26 |
| 28 |



Snížená cena



Pás stomický 255


Indikace:

- stavy po operaci břicha se založenou stomíí
- parastomální kýla

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 75-85 |
| 2 | 86-95 |
| 3 | 96-105 |
| 4 | 106-115 |
| 5 | 116-125 |
| 6 | 126-135 |

Kód SÚKL:
5006065

MFC: **584,64 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
2 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu

- PAŽE
- ZÁPĚSTÍ
- RUKA



Paže, Zápěstí, Ruka

Vyklobené rameno, zlomeniny a poranění rotátorové manžety jsou nejčastějšími zraněními, která vedou k bolesti ramene. Nabízíme ortézy pro dospělé i děti, které poskytují úlevu od bolesti a urychlují proces hojení.

Mezi časté potíže v oblasti lokte patří tzv. tenisový loket nebo golfový loket. Loketní bandáže mohou snížit bolest aplikováním tlaku na specifické oblasti a zmírnit napětí na šlachových úponech. Působí také masážním účinkem – napomáhají tak k redukci hematomů nebo otoků.

Ortézy a bandáže zápěstí se používají ke zmírnění bolesti, snížení příznaků a urychlení procesu hojení po zranění zápěstí nebo při různých onemocněních, jako je syndrom karpálního tunelu, zranění z opakovaného přetížení, podvrtnutí, zánět šlach a artritida.

Ortézy palce mohou pomoci lidem trpícím bolestivou rhizartrózou, poraněním postranních vazů sedlového kloubu palce nebo deformitami.



Závěsný obal paže 022 - síťka

Indikace:

Poúrazové a pooperační stavy vyžadující odlehčení a fixaci v oblasti předloktí a loktu

| velikost | univerzální |
|-----------|-------------|
| strannost | univerzální |

Kód SÚKL:
5006090

MFC: **201,96 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **201,96 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



Snížená cena



Závěsný obal paže 021 - plátno

Indikace:

Poúrazové a pooperační stavy vyžadující odlehčení a fixaci v oblasti předloktí a loktu.

| velikost | delka (cm) |
|----------|------------|
| 1 | do 38 |
| 2 | nad 38 |

Kód SÚKL:
5006091

MFC: **263,20 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **263,20 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

měření: délka předloktí

PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA



Snížená cena

Závěsný obal paže 021 - sendvič

Indikace:

Pouřazové a pooperační stavy vyžadující odlehčení a fixaci v oblasti předloktí a loktu.

| velikost | delka (cm) |
|----------|------------|
| 1 | do 38 |
| 2 | nad 38 |

Kód SÚKL:
5006091

MFC: **263,20 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **263,20 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

měření: délka předloktí



medi

Snížená cena

protect.SIS

Imobilizační ramenní závěs

Indikace:

- vykloubení ramene
- imobilizace akromioklavikulárního kloubu
- podvrtnutí
- poranění manžety rotátorů
- imobilizace při frakturách humeru

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5000628

MFC: **560,00 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **560,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



medi

medi Armschlinge

Podpora vnitřní rotace

Indikace:

- pooperační imobilizace
- vykloubení ramene

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5000597

MFC: **649,99 Kč**
Doplatek: **89,99 Kč**
UZP: **560,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



Snížená cena

Ramenní bandáž 020A


Indikace:

- distorze, zhmoždění, reponované a retinované luxace glenohumerálního kloubu
- distorze a mírné luxace acromioclaviculárního kloubu
- doléčení po operacích v oblasti ramene

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 0 | do 65 |
| 1 | 66 - 85 |
| 2 | 86-115 |
| 3 | 116-140 |
| 4 | 141-165 |

Kód SÚKL:
5006094

MFC: **560,00 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **560,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem hrudníku



PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA



Snížená cena



Ramenní bandáž DESAULT


Indikace:

- měkkotkáňová poranění ramenního kloubu (kloubní pouzdro, labrum, vazová poranění)
- doléčení po repozici luxace glenohumerálního či akromioklavikulárního kloubu
- doléčení kostních poranění (konzervativní terapii či doléčení po operaci)
- pooperační stavy s nutností imobilizace ramenního kloubu v abdukci s mírnou vnitřní rotací

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| X0 | 65-75 |
| 0 | 76-95 |
| 1 | 96-110 |
| 2 | 111-135 |
| 3 | 136-155 |

Kód SÚKL:
5006093

MFC: **560,00 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **560,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: měří se obvod hrudníku přes paži

medi



Omomed

Bandáž ramene s omezením pohybu

Indikace:

- proximální zlomeniny hlavice pažní kosti, jamky ramenního kloubu a lopatky, luxace akromioklavikulárního kloubu
- konzervativní léčba bolestivé osteoartritydy nebo akutního či chronického vykloubení ramene
- pooperační léčba po implantaci endoprotézy ramenního kloubu nebo po stabilizaci ramenního kloubu
- rekonstrukce úponů rotátorové manžety a refixace napojení šlachy bicepsu (léze SLAP)

| velikost | obvod paže (cm) |
|----------|-----------------|
| 0 | až 26 |
| I | 26-29 |
| II | 29-33 |
| III | 33-36 |
| IV | 36-39 |

Kód SÚKL:
5000637

MFC: **924,99 Kč**
Doplatek: **437,79 Kč**
UZP: **487,20 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod paže



Snížená cena



Ramenní bandáž 023

Indikace:

- měkkotkáňová poranění ramenního kloubu (kloubní pouzdro, labrum, vazová poranění)
- doléčení po subluxaci glenohumerálního kloubu
- pooperační stavy s nutností mírné imobilizace ramenního kloubu

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 27-29 |
| 2 | 30-32 |
| 3 | 33-35 |
| 4 | 36-38 |

Kód SÚKL:
5006092

MFC: **487,20 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **487,20 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod bicepsu

medi



medi Shoulder action

Ortéza ramenního kloubu s definovaným omezením pohybu


Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutné zajistit a stabilizovat fyziologický pohyb ramenního kloubu, jako je např.:

- lehká až střední nestabilita ramenního kloubu
- konzervativní terapie po akutní a habituální luxaci ramene nebo subluxaci
- 2. fáze rehabilitace pooperační terapie nestability ramene

| velikost | obvod hrudníku (cm) |
|----------|---------------------|
| S | 75-85 |
| M | 82-96 |
| L | 97-107 |
| XL | 108-120 |

MOC: 2354,00 Kč



měření: obvod hrudníku

PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA



medi

Snížená cena

Vyžaduje odborné nastavení

medi SAS 15

Ortýza s 15° abdukci

Indikace:

- impingement syndrom – při akutním nebo chronickém zánětu a po otevřené nebo arthroscopické dekompresi a akromioplastice
- rekonstrukce po rupturách rotátorové manžety
- konzervativní nebo pooperační léčba subakromiální burzitidy
- odlehčení ventrálního okraje a pouzdra po otevřené nebo arthroscopické stabilizaci ramene
- konzervativní imobilizace při luxaci / vykloubení ramene

| velikost | délka (cm) |
|----------|-------------|
| S | až 34 |
| M | 35-39 |
| L | více než 39 |

Kód SÚKL:
5000600

MFC: **2434,88 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **2434,88 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: délka od lokte k prstnímu kloubům



medi

Snížená cena

Vyžaduje odborné nastavení

medi SAS 45

Ortýza s 30° nebo 45° abdukci


Indikace:

- rekonstrukce po rupturách rotátorové manžety
- imobilizace po implantaci ramenních endoprotéz
- konzervativní nebo pooperační léčba subakromiální burzitidy
- částečné ruptury rotátorové manžety
- stav po akromioplastice
- odlehčení ventrálního okraje a pouzdra po otevřené nebo arthroscopické stabilizaci ramene
- konzervativní imobilizace při luxaci ramene

| velikost | obvod kolem pasu (cm) |
|----------|-----------------------|
| S | až 104 |
| L | více než 105 |

Kód SÚKL:
5000602

MFC: **2434,88 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **2434,88 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu



medi

medi Shoulder sling

Imobilizační ortýza ramenního kloubu

Indikace:

- Všechny indikace vyžadující imobilizaci ramenního kloubu ve vnitřní rotaci, jako např.:
- nechirurgická léčba po předním vykloubení ramene a/nebo chronické subluxaci
 - po operaci rotátorové manžety
 - vykloubení akromioklavikulárního kloubu (nechirurgické, pooperační)
 - zlomeniny lopatky (nechirurgické, pooperační)
 - zlomeniny proximálního humeru (nechirurgické, pooperační)

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5000596

MFC: **784,99 Kč**
Doplatek: **224,99 Kč**
UZP: **560,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



medi

Vyžaduje odborné nastavení

medi Easy sling

Podpora vnitřní rotace – 0° abdukce

Indikace:

- Imobilizace po těchto stavech:
 - vykloubení ramene
 - zlomenina hlavičky pažní kosti
 - zlomenina klíční kosti
 - utržení akromioklavikulárního spojení
 - kontuze ramene
- Pooperační léčba po těchto stavech:
 - stabilizace ramene
 - subakromiální dekompresi
 - částečná resekce akromioklavikulárního kloubu
 - reparace rotátorové manžety
 - stabilizace akromioklavikulárního kloubu
 - osteosyntéza
- Anatomické a inverzní ramenní endoprotézy

| velikost | ramenní pás (cm) | výška (cm) |
|----------|------------------|------------|
| S | 150 | až 185 |
| L | 190 | nad 185 |

MOC: **772,00 Kč**

medi



medi Arm fix

Podpora ramene pro polohování ve vnitřní rotaci

Indikace:


Všechny indikace, u nichž je nutná klidová poloha ramenního kloubu ve vnitřní rotaci, jako je např.:

- konzervativně při přední luxaci ramene / chronické přední subluxaci
- po rekonstrukci rotátorové manžety
- roztříštění akromioklavikulárního kloubu (konzervativní / pooperační)
- fraktura scapuly (konzervativní / pooperační)
- proximální fraktura hlavičky humeru (konzervativní / pooperační)

| velikost | obvod kolem pasu (cm) | šířka břišního pásu (cm) |
|----------|-----------------------|--------------------------|
| Mini | do 85 | 12 |
| Maxi | 125-140 | 12 |

Kód SÚKL:
5000598

MFC: **735,00 Kč**
Doplatek: **175,00 Kč**
UZP: **560,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem pasu

medi

Vyžaduje odborné nastavení



medi SAK

Ortéza ramenního kloubu s variabilní abdukci (10° až 60°)

Indikace:

- impingement syndrom – při akutním nebo chronickém zánětu a po otevřené nebo arthroscopické dekompresi a akromioplastice
- rekonstrukce po rupturách rotátorové manžety
- implantace ramenních endoprotéz
- zmrzlé rameno po anestezii

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5000599

MFC: **3209,99 Kč**
Doplatek: **775,11 Kč**
UZP: **2434,88 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



Abdukční ramenní fixace AR15

Indikace:

- pooperační stavy vyžadující imobilizaci ramenního kloubu v abdukci
- poranění měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu (kloubní pouzdro, labrum, rotátorová manžeta, vazová poranění)
- doléčení po reponované luxaci glenohumerálního kloubu

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

| strannost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5006095

MFC: **2380,07 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **2380,07 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi



medi Shoulder fix

Podpora ramene pro polohování ve vnitřní rotaci


Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutná klidová poloha ramenního kloubu ve vnitřní rotaci, jako je např.:

- konzervativně při přední luxaci ramene / chronické přední subluxaci
- po rekonstrukci rotátorové manžety
- roztříštění akromioklavikulárního kloubu (konzervativní / pooperační)
- fraktura scapuly (konzervativní / pooperační)
- proximální fraktura hlavičky humeru (konzervativní / pooperační)

| obvod kolem pasu (cm) | šířka břišního pásu (cm) |
|-----------------------|--------------------------|
| 85-125 | 16 |

MOC: **731,00 Kč**



měření: obvod kolem pasu

PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA



Epicomed

Bandáž lokte se silikonovými pelotami a epikondylární páskou


Indikace:

- laterální nebo mediální epikondylitida (tenisový, golfový loket)
- dislokace loketního kloubu
- kloubní výpotek a otok z důvodu artritidy nebo osteoartritidy
- chronický, pooperační nebo posttraumatický zánět


| velikost | obvod pod loktem (cm) |
|----------|-----------------------|
| I | 17-20 |
| II | 20-23 |
| III | 23-26 |
| IV | 26-29 |
| V | 29-32 |
| VI | 32-35 |

Kód SÚKL:
5000640

MFC: **1024,99 Kč**
Doplatek: **635,23 Kč**
UZP: **389,76 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod 5 cm pod středem loketního kloubu



Epicomed® E+motion®

Aktivní loketní bandáž se silikonovými podpůrnými pelotami a páskou k nastavení tlaku – pro použití při sportu, v práci i každodenním životě

Indikace:

- Všechny indikace, u nichž je nutná komprese měkkých tkání s profilovaným polstrováním na lokti, jako např.:
- epicondylopathia humeri radialis nebo ulnaris (tenisový/golfový loket)
 - artróza a artritida

| velikost | obvod pod loktem (cm) |
|----------|-----------------------|
| II | 20-23 |
| III | 23-26 |
| IV | 26-29 |
| V | 29-32 |
| VI | 32-35 |

MOC: **616,00 Kč**



měření: obvod 5 cm pod středem loketního kloubu



protect.Epi

Elastická loketní bandáž s anatomicky tvarovanými výplněmi

Indikace:

- epikondylitida (tenisový loket, golfový loket)
- kloubní výpotek a otoky
- chronický, pooperační a posttraumatický zánět
- osteoartróza a artróza

| velikost | obvod pod loktem (cm) |
|----------|-----------------------|
| II | 20-23 |
| III | 23-27 |
| IV | 27-30 |
| V | 30-32 |
| VI | 32-35 |

Kód SÚKL:
5000623

MFC: **524,98 Kč**
Doplatek: **135,22 Kč**
UZP: **389,76 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod 5 cm pod středem loketního kloubu



medi Epico ROMs

Loketní mobilizační ortézy s imobilizací proximálního radioulnárního kloubu

Indikace:

- konzervativní léčba loketní nestability samotné nebo v kombinaci s jiným zraněním
- ortopedická léčba mediálních nebo laterálních zlomenin epikondylu
- pooperační léčba po implantaci endoprotézy
- pooperační léčba po stabilizaci loketního kloubu
- funkční následná léčba stabilních zlomenin
- pasivní mobilizace po artrolyze lokte
- pooperační léčba instabilit loketních vazů

| velikost | délka předloktí (cm) |
|----------|----------------------|
| S | až 29 |
| L | 29-42 |

Kód SÚKL:
5000604

MFC: **3979,99 Kč**
Doplatek: **1642,55 Kč**
UZP: **2337,44 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: délka předloktí



Snížená cena



Kloubová loketní ortéza 050

Indikace:

- měkkotkáňová poranění loketního kloubu
- pooperační stavy loketního kloubu vyžadující limitovanou stabilizaci
- doléčení stavů po distorzích, kontuzích lokte
- lehké degenerativní změny

| velikost | délka (cm) |
|----------|------------|
| X0 | 15-18 |
| 0 | 19-23 |
| 1 | 24-28 |
| 2 | 29-34 |

Kód SÚKL:
5006097

MFC: **2337,44 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **2337,44 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: měří se délka předloktí

medi



medi Elbow support

Pletená loketní bandáž

Indikace:

- otoky a kloubní výpotky
- revmatická a osteoartritická podráždění

| velikost | obvod pod loktem (cm) |
|----------|-----------------------|
| I | 20-23 |
| II | 23-26 |
| III | 26-29 |
| IV | 29-32 |
| V | 32-35 |

MOC: **175,00 Kč**



měření: obvod 5 cm pod středem loketního kloubu

maxis



Kompresní návlek na loket S-LINE PREMIUM

- stabilizace loketního kloubu
- redukce otoků
- prevence proti bolestivým namožením

| velikost | cm |
|----------|-------|
| S | 20-23 |
| M | 23-27 |
| L | 27-30 |
| XL | 30-33 |
| XXL | 33-36 |

MOC: **350,00 Kč**



měření: obvod 5 cm pod středem loketního kloubu

medi



medi Epibrace

Páska proti epikondylitidě

Indikace:

- epikondylitida (např. tenisový nebo golfový loket)

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5000627

MFC: **639,99 Kč**
Doplatek: **464,15 Kč**
UZP: **175,84 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA



Snížená cena



Epikondylární páska 103

Indikace:

Přetížení svalového úponu v oblasti epikondylu lokte.

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 18-27 |
| 2 | 28-37 |

Kód SÚKL:
5006096

MFC: **175,84 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **175,84 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod předloktí

medi



Manumed T

Zápěstní ortéza s fixací palce

Indikace:

- podvrtnutí nebo distorze zápěstí nebo palce
- pooperační fixace zápěstí nebo palce
- léze ulnárního kolaterálního vazů bazálního kloubu palce
- tendinitida a tendinopatie zápěstí nebo palce
- zánětlivé fáze revmatických chorob

| velikost | obvod kolem zápěstí (cm) |
|----------|--------------------------|
| 0 | až 14 |
| I | 14-18 |
| II | 19-23 |
| III | 24-28 |

Kód SÚKL:
5000606

MFC: **910,00 Kč**
Doplatek: **569,52 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod zápěstí

medi



Manumed active E⁺ motion®

Aktivní bandáž zápěstí se stabilizující dlahou – pro použití při sportu, v práci i každodenním životě

Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutná podpora zápěstního kloubu vyztužením nebo pelotou, jako je např.:

- úrazy zápěstí, např. vymknutí, distorze
- artróza zápěstí
- zánět šlachové pochvy
- pocit nestability

| velikost | obvod kolem zápěstí (cm) |
|----------|--------------------------|
| I | 13-15 |
| II | 15-17 |
| III | 17-19 |
| IV | 19-21 |

MOC: **616,00 Kč**



měření: obvod zápěstí

medi



protect.Manu active

Elastická zápěstní bandáž s anatomicky tvarovanou výztuhou


Indikace:

- zranění zápěstí, např. vymknutí, přetížení
- stavy podráždění (posttraumatické, pooperační a revmatické)
- osteoartróza zápěstí
- tenosynovitida
- nestabilita

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| I | 14-16 |
| II | 16-18 |
| III | 18-20 |
| IV | 20-22 |

Kód SÚKL:
5000578

MFC: **529,99 Kč**
Doplatek: **189,51 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod zápěstí

medi

medi wrist support

Zápěstní bandáž

Indikace:

- chronické, poúrazové nebo pooperační poranění měkkých tkání zápěstí
- paréza nervus radialis
- imobilizace po mírném až středně těžkém podvrtnutí
- konzervativní léčba tendinitidy nebo tendosynovitiida
- revmatoidní artritida
- stavy po imobilizaci

| velikost | obvod kolem zápěstí (cm) |
|----------|--------------------------|
| S | 10-14 |
| M | 14-18 |
| L | 18-22 |
| XL | 22-26 |

varianta

| |
|-------|
| levá |
| pravá |

Kód SÚKL:
500605

MFC: **560,00 Kč**
Doplatek: **219,52 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod zápěstí



Snížená cena

Zápěstní ortéza 045A

Indikace:

- Lehké distorze zápěstí.
- Doléčení zlomenin po sejmutí rigidní fixace.
- Bolestivé stavy spojené s artrózou, artritidou či tendinitidou.

| velikost | obvod (cm) | délka (cm) |
|----------|------------|------------|
| 0 | 10-13 | 23/28 |
| 1 | 14-18 | 23/28 |
| 2 | 19-23 | 23/28 |
| 3 | 24-28 | 23/28 |
| 4 | 29-33 | 23/28 |

varianta

| |
|-------|
| levá |
| pravá |

Kód SÚKL:
5006100

MFC: **340,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem zápěstí



Snížená cena

Zápěstní ortéza 045A - karpal

Indikace:

- Lehké distorze zápěstí.
- Doléčení zlomenin po sejmutí rigidní fixace.
- Bolestivé stavy spojené s artrózou, artritidou či tendinitidou.

| velikost | obvod (cm) | délka (cm) |
|----------|------------|------------|
| 0 | 10-13 | 23/28 |
| 1 | 14-18 | 23/28 |
| 2 | 19-23 | 23/28 |
| 3 | 24-28 | 23/28 |
| 4 | 29-33 | 23/28 |

varianta

| |
|-------|
| levá |
| pravá |

Kód SÚKL:
5006100

MFC: **340,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem zápěstí



Snížená cena

Zápěstní ortéza 045A - dělená

Indikace:

- Lehké distorze zápěstí.
- Doléčení zlomenin po sejmutí rigidní fixace.
- Bolestivé stavy spojené s artrózou, artritidou či tendinitidou.

| velikost | obvod (cm) | délka (cm) |
|----------|------------|------------|
| XX0 | 10-13 | 16 |
| X0 | 10-13 | 18 |
| 0 | 10-13 | 23/28 |
| 1 | 14-18 | 23/28 |
| 2 | 19-23 | 23/28 |
| 3 | 24-28 | 23/28 |
| 4 | 29-33 | 23/28 |

varianta

| |
|-------|
| levá |
| pravá |

Kód SÚKL:
5006100

MFC: **340,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem zápěstí



PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA



Snížená cena

Zápěstní ortéza oboustranná 040

Indikace:

- lehké distorze zápěstí
- doléčení zlomenin po sejmutí rigidní fixace
- bolestivé stavy spojené s artrózou, artritidou či tendinitidou

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 0 | 10-13 |
| 1 | 14-18 |
| 2 | 19-23 |
| 3 | 24-28 |

Kód SÚKL:
5006101

MFC: **340,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem zápěstí



Snížená cena

Zápěstní ortéza s fixací palce 045B

Indikace:

- lehké distorze zápěstí
- doléčení zlomenin po sejmutí rigidní fixace
- bolestivé stavy spojené s artrózou, artritidou či tendinitidou

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 0 | 10-13 |
| 1 | 14-18 |
| 2 | 19-23 |
| 3 | 24-28 |
| 4 | 29-33 |

varianta

levá
pravá

Kód SÚKL:
5006098

MFC: **340,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem zápěstí



Snížená cena

Ortéza zápěstí a prstů ruky 046

Indikace:

- léze nervus radialis veškeré etiologie
- zánětlivá onemocnění šlach zápěstí a ruky
- vysoké léze extenzorového šlachového aparátu
- některé typy šlachových transpozic

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 14-18 |
| 2 | 19-23 |
| 3 | 24-28 |

Kód SÚKL:
5006099

MFC: **340,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem zápěstí



medi

medi CTS

Zápěstní bandáž s prstovou dlahou

Indikace:

- konzervativní léčba a následná péče po operaci syndromu karpálního tunelu
- imobilizace zápěstí a prstů

| velikost | délka (cm) |
|----------|------------|
| 0 | až 15 |
| I | 15-17 |
| II | 17-19 |
| III | 19-22 |

Kód SÚKL:
5000580

MFC: **859,99 Kč**
Doplatek: **519,51 Kč**
UZP: **340,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: od zápěstí po horní okraj prostředníčku

PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA

Maxis®



Kompresní návlek na zápěstí S-LINE PREMIUM

- stabilizace zápěstí
- redukce otoků
- prevence proti bolestivým namožením

| velikost | cm |
|----------|-------|
| S | 14-16 |
| M | 16-18 |
| L | 18-20 |
| XL | 20-22 |

MOC: 350,00 Kč



měření: obvod zápěstí

medi



medi thumb support

Palcová ortéza

Indikace:

- poranění karpometakarpálního a metakarpofalangeálního kloubu palce
- uvolnění vazů palce
- artróza karpometakarpálního kloubu palce
- revmatoidní artritida

| velikost | obvod kolem zápěstí (cm) |
|----------|--------------------------|
| S | 10-14 |
| M | 14-18 |
| L | 18-22 |
| XL | 22-26 |

varianta

- levá
- pravá

Kód SÚKL:
500607

MFC: 464,99 Kč

Doplatek: 221,95 Kč

UZP: 243,04 Kč

Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod zápěstí

Snížená cena



Prstová ortéza 030

Indikace:

- poranění 2.-4. prstu ruky
- doléčení po operaci v oblasti prstů ruky

| velikost | celková délka (cm) |
|----------|--------------------|
| 1 | 23 |
| 2 | 26 |

Kód SÚKL:
5006078

MFC: 243,04 Kč

Doplatek: 0,00 Kč

UZP: 243,04 Kč

Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

Snížená cena



Ortéza palce ruky 035

Indikace:

- lehké distorze v oblasti palce
- doléčení po sejmutí rigidní fixace u pacientů se zlomeninou palce
- rhizartróza, artritida či tendinitida

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 14-18 |
| 2 | 19-25 |
| 3 | nad 25 |

Kód SÚKL:
5006102

MFC: 243,04 Kč

Doplatek: 0,00 Kč

UZP: 243,04 Kč

Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod kolem zápěstí

PAŽE, ZÁPĚSTÍ, RUKA

medi



Rhizomed

Ortopedická ortéza sedlového kloubu palce

Indikace:

- poranění laterálních vazů sedlového kloubu palce (lyžařský palec)
- podráždění bazálního a sedlového kloubu palce (např. artritida bazálního kloubu)
- distorze

| velikost | délka (cm) |
|----------|-------------|
| XS | až 8 |
| S | 8-10 |
| M | 10-12 |
| L | více než 12 |

Kód SÚKL:
5000633

MFC: **910,00 Kč**
Doplatek: **666,96 Kč**
UZP: **243,04 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: Od středu zápěstí ke konci kloubu palce (měřeno na vnitřní straně ruky)

medi



Rhizomed soft

Dlaha pro imobilizaci palce

Indikace:

- artritida karpometakarpálního kloubu
- poranění vazů (např. lyžařský palec)
- zánět kloubu palce

| velikost | obvod kolem zápěstí (cm) |
|----------|--------------------------|
| I | 13-17 |
| II | 18-23 |

MOC: **450,51 Kč**



měření: obvod zápěstí



Snížená cena



Dlaha prstová A

Dlaha pro fixaci prstů ruky

Indikace:

- nutnost fixace nebo stabilizace prvního až třetího článku prstů ruky při poúrazových stavech
- doléčení a zklidnění poranění prstu ruky

| dlaha | délka (mm) | šířka (mm) |
|-------|------------|------------|
| A1 | 56 | 18 |
| A2 | 86 | 19,5 |
| A3 | 96 | 21 |

Kód SÚKL:
5014634

MFC: **207,35 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **207,35 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



Snížená cena



Dlaha prstová F

Dlaha k fixaci horního a dolního meziprstního kloubu

Indikace:

- nutnost fixace nebo stabilizace horního a dolního meziprstního kloubu při poúrazových stavech
- doléčení a zklidnění poranění prstu ruky

| dlaha | délka (mm) | šířka (mm) |
|-------|------------|------------|
| F1 | 100 | 19 |
| F2 | 115 | 19 |
| F3 | 125 | 19 |

Kód SÚKL:
5014633

MFC: **203,04 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **203,04 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



Snížená cena



Dlaha prstová J

Univerzální dlaha pro fixaci palce a prstů ruky

Indikace:

- nutnost fixace nebo stabilizace prvního až třetího článku prstů ruky při poúrazových stavech
- doléčení a zklidnění poranění základního kloubu palce ruky

| délka (mm) | šířka (mm) |
|------------|------------|
|------------|------------|

| | |
|-----|----|
| 158 | 26 |
|-----|----|

Kód SÚKL:

5014635

MFC: **199,79 Kč**

Doplatek: **0,00 Kč**

UZP: **199,79 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok

· KYČEL · KOLENO



Kyčel, Koleno

Po totální náhradě kyčelního kloubu nebo vnitřní fixaci transtrochanterických pomáhají kyčelní podpory kontrolovat rotaci kyčelního kloubu a zajišťují kompresi kyčelní oblasti. Poskytují úlevu od bolesti kyčelního kloubu a přispívají k bezpečnému a rychlému zotavení. V závislosti na modelu mohou nabízet dodatečnou kompresi stehna. Kyčelní ortézy jsou vysoce kvalitní pomůcky, které pomáhají snižovat bolest kyčle, rychleji se zotavit po operaci nebo zranění a pohodlně se nosí.

Kolena mohou být postižena celou řadou zranění a zdravotních potíží. Kolenní bandáže a ortézy mají několik účelů: nabízejí kompresi ke stabilizaci, snižují bolest a otok, urychlují rekonvalescenci a také zabraňují zraněním při sportovních aktivitách. Nabízíme vysoce kvalitní flexibilní bandáže na kolena, kloubové kolenní ortézy a další produkty pro podporu kolen, které zajišťují bezpečný a rychlý proces hojení.



medi orthocox

Kyčelní ortéza pro kompresi kyčle a regulaci rotace kyčle

Indikace:

- intertrochanterická repoziční osteotomie
- vnitřní fixace transtrochanterických zlomenin
- totální náhrada kyčelního kloubu

| velikost | (a) obvod bodů (cm) | (b) obvod stehna (cm) |
|----------|---------------------|-----------------------|
| S | 70-90 | 50-60 |
| M | 85-105 | 55-70 |
| L | 100-120 | 65-80 |
| XL | 115-140 | 75-90 |
| XXL | 130-160 | 75-90 |

Kód SÚKL:
5000589


MFC: **1330,00 Kč**

Doplatek: **921,20 Kč**

UZP: **408,80 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



měření: (a) obvod boků (b) obvod stehna



Snížená cena

Kyčelní bandáž 500

Indikace:

- mírná nestabilita v oblasti kyčelního kloubu
- pooperační stavy vyžadující mírnou fixaci kyčelního kloubu
- bolestivé stavy v oblasti kyčelního kloubu (trochanterická bursitida, entezopatie gluteálních svalů aj.)

| velikost | obvod pánve (cm) | obvod stehna (cm) |
|----------|------------------|-------------------|
| 1 | 70-85 | 50-60 |
| 2 | 86-105 | 60-70 |
| 3 | 106-120 | 70-80 |
| 4 | 121-135 | 80-90 |

Kód SÚKL:
5006068


MFC: **408,80 Kč**

Doplatek: **0,00 Kč**

UZP: **408,80 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



měření: obvod pánve a obvod stehna

medi



Genumedi

Kolenní bandáž se silikonovou pelotou kolem česky

Indikace:


- lehká nestabilita kolenního kloubu
- kloubní výpotky a otoky
- chronický, pooperační a posttraumatický zánět
- česková chondroplastika
- osteoartróza a artritida
- patelofemorální bolestivý syndrom

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |
| VIII | 58-61 | 46-49 |
| IX* | 61-64 | 49-52 |

* = k dispozici pouze s integrovaným horním lemem


Kód SÚKL:
5000642

MFC: **770,00 Kč**
Doplatek: **185,36 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

medi



Genumedi extrawide

Kolenní bandáž s českovou silikonovou pelotou pro pacienty s nadprůměrným obvodem stehna


Indikace:

- lehká nestabilita kolenního kloubu
- kloubní výpotky a otoky
- chronický, pooperační a posttraumatický zánět
- česková chondroplastika
- osteoartróza a artritida
- patelofemorální bolestivý syndrom

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| III | 46-49 | 31-34 |
| IV | 49-52 | 34-37 |
| V | 52-55 | 37-40 |
| VI | 55-58 | 40-43 |
| VII | 58-61 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5000642

MFC: **770,00 Kč**
Doplatek: **185,36 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

medi



Genumedi extrawide se silikonovým lemem

Kolenní bandáž s českovou silikonovou pelotou pro pacienty s nadprůměrným obvodem stehna


Indikace:

- lehká nestabilita kolenního kloubu
- kloubní výpotky a otoky
- chronický, pooperační a posttraumatický zánět
- česková chondroplastika
- osteoartróza a artritida
- patelofemorální bolestivý syndrom

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| III | 46-49 | 31-34 |
| IV | 49-52 | 34-37 |
| V | 52-55 | 37-40 |
| VI | 55-58 | 40-43 |
| VII | 58-61 | 43-46 |
| VIII | 61-64 | 46-49 |
| IX | 64-67 | 49-52 |

Kód SÚKL:
5000642

MFC: **770,00 Kč**
Doplatek: **185,36 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

medi



Genumedi plus

Kolenní bandáž s českovou silikonovou pelotou a dodatečnými cirkulárními pásy

Indikace:


Všechny indikace, u nichž je nutná komprese měkkých tkání s lokální přitlačnou pelotou / lokálními přitlačnými pelotami na česce, jako např.:

- lehké nestability
- artróza a artritida
- femoropatelární bolestivý syndrom

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5000617

MFC: **824,99 Kč**
Doplatek: **240,35 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)



Genumedi pro

Ortýza k zajištění fyziologického pohybu kolenního kloubu

Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutná podpora fyziologického vedení kolenního kloubu, jako jsou např.:


- lehké a střední instability kolenního kloubu
- gonartróza
- lehké instability postranních vazů



| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5000587

MFC: **1552,99 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **1552,99 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)



Vyžaduje odborné nastavení

Genumedi pro ROM

Ortýza k zajištění fyziologického pohybu kolenního kloubu s omezením flexe a extenze

Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutné fyziologické vedení kolenního kloubu a/nebo odlehčení kloubního aparátu, jako jsou např.:


- lehké až střední nestability, chronická nestabilita
- poškození menisku
- lehké nestability postranních vazů
- lehká až střední gonartróza



| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5015363

MFC: **2139,99 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **2139,99 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)



Genumedi® E+motion®

Aktivní kolenní bandáž se silikonovou pelotou kolem česky – pro použití při sportu, v práci i každodenním životě

Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutná komprese měkkých tkání s lokálními/přítlačnou/yymi pelotou/ami na česce, jako např.:


- lehké nestability
- artróza a artritida
- femoropatelární bolestivý syndrom



| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5002992

MFC: **1359,98 Kč**
Doplatek: **775,34 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)



Genumedi® E+motion® extrawide

Aktivní kolenní bandáž se silikonovou pelotou kolem česky – pro použití při sportu, v práci i každodenním životě

Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutná komprese měkkých tkání s lokálními/přítlačnou/yymi pelotou/ami na česce, jako např.:


- lehké nestability
- artróza a artritida
- femoropatelární bolestivý syndrom



| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| III | 46-49 | 31-34 |
| IV | 49-52 | 34-37 |
| V | 52-55 | 37-40 |
| VI | 55-58 | 40-43 |
| VII | 58-61 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5002992

MFC: **1359,98 Kč**
Doplatek: **775,34 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

medi



protect.Genu

Elastická kolenní bandáž s patelární pelotou

Indikace:

- mírná nestabilita kolenního kloubu
- kloubní výpotky a otoky
- chronický, pooperační a poúrazový zánět
- patelární chondropatie
- osteoartritida a artritida
- syndrom patelofemorální bolesti

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5000625


MFC: **572,65 Kč**

Doplatek: **0,00 Kč**

UZP: **572,65 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

medi



Genumedi PSS

Kolenní ortéza k úlevě od bolesti v místě úponu patelární šlachy

Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutné ovlivnění klouzání česky, jako je např.:

- Patelární tendinitida (skokanské koleno)
- Osgood-Schlatterova choroba
- Patelofemorální bolestivý syndrom

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| 0 | 34-37 | 22-25 |
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5002994


MFC: **1359,98 Kč**

Doplatek: **775,34 Kč**

UZP: **584,64 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

medi



Genumedi PT

Kolenní ortéza podporující svalovou rovnováhu při lateralizaci česky

Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutné ovlivnění klouzání česky, jako je např.:

- patelofemorální bolestivý syndrom
- maltracking pately
- lateralizace pately
- hypermobilní patela
- malalignment

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

Kód SÚKL:
5000588


MFC: **1219,98 Kč**

Doplatek: **635,34 Kč**

UZP: **584,64 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

medi



Genumedi PA

Kolenní ortéza pro zmírnění bolesti v oblasti úponu šlachy pes anserinus


Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutné ovlivnění klouzání česky, jako je např.:

- syndrom pes anserinus
- bursitida pes anserinus
- tendinitida pes anserinus
- pooperační bolestivé stavy na pes anserinus
- patelofemorální bolestivý syndrom
- artróza a artritida

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

MOC: **1372,00 Kč**



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)



Stabimed pro

Krátká funkční soft ortéza


Indikace:

- Všechny indikace, u nichž je nutná podpora fyziologického vedení kolenního kloubu, jako je např.:
- při nestabilitě kolene
 - po úrazech menisků
 - při artróze kolenního kloubu

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |
| XXXL | 74-84 |

Kód SÚKL:
5000592

MFC: **2174,99 Kč**
Doplatek: **617,07 Kč**
UZP: **1557,92 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)



protect.St pro

Krátká funkční soft ortéza


Indikace:

- traumatické nebo degenerativní změny kolenního kloubu
- mírné až střední natažení postranních vazů
- mírná artróza
- po artroskopickém odstranění menisku
- mírné nestability kolenního kloubu

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5000577

MFC: **1557,92 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **1557,92 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)



Stabimed

Krátká funkční soft ortéza s vymezením flexe a extenze


Indikace:

- Všechny indikace, u nichž je nutné fyziologické vedení kolenního kloubu a/nebo odlehčení kloubního aparátu, jako je např.:
- po úrazech postranních vazů
 - při nestabilitě kolene
 - po úrazech menisku
 - při artróze kolenního kloubu

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |
| XXXL | 74-84 |

Kód SÚKL:
5000643

MFC: **3484,99 Kč**
Doplatek: **1342,43 Kč**
UZP: **2142,56 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)



protect.St

Krátká funkční soft ortéza s vymezením flexe a extenze


Indikace:

- mírné až střední nestability kolenního kloubu
- poranění menisku
- traumatické nebo degenerativní změny kolenního kloubu
- pro ochranu při pozdějších stádiích regenerace

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5000621

MFC: **2660,00 Kč**
Doplatek: **517,44 Kč**
UZP: **2142,56 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

KYČEL, KOLENO

medi

Vyžaduje odborné nastavení



protect.St pin

Kolenní ortéza rozepínací


Indikace:

- lehká vazová instabilita (LCA - LU - LLE)
- návrat k aktivitám po operaci
- rehabilitace po úrazech

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5001520

MFC: **2450,00 Kč**
Doplatek: **307,44 Kč**
UZP: **2142,56 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

medi

Vyžaduje odborné nastavení



Collamed

Dlouhá funkční měkká ortéza s omezením flexe/extenze


Indikace:

- Všechny indikace, u nichž je nutné fyziologické vedení kolenního kloubu a/nebo odlehčení kloubního aparátu, jako je např.:
- po úrazech postranních vazů (posttraumatické/pooperační)
 - po úrazech křížových vazů (posttraumatické/pooperační)
 - při nestabilitě kolene
 - po úrazech menisků
 - při artróze kolenního kloubu

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |
| XXXL | 74-84 |

Kód SÚKL:
5000591

MFC: **4979,99 Kč**
Doplatek: **1863,03 Kč**
UZP: **3116,96 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

medi

Vyžaduje odborné nastavení



protect.Co

Dlouhá funkční soft ortéza s vymezením flexe a extenze


Indikace:

- konzervativní léčba postranních kolenních vazů
- mírné nestability křížových kolenních vazů
- poranění menisku
- chronická nestabilita
- traumatické nebo degenerativní změny kolenního kloubu

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5000620

MFC: **4469,99 Kč**
Doplatek: **1353,03 Kč**
UZP: **3116,96 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

medi

Vyžaduje odborné nastavení



Collamed long

Extra dlouhá funkční měkká ortéza s omezením flexe/extenze


Indikace:

- Všechny indikace, u nichž je nutné fyziologické vedení kolenního kloubu a/nebo odlehčení kloubního aparátu, jako je např.:
- po úrazech postranních vazů (posttraumatické/pooperační)
 - po úrazech křížových vazů (posttraumatické/pooperační)
 - při nestabilitě kolene
 - po úrazech menisků
 - při artróze kolenního kloubu

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5000591

MFC: **4979,99 Kč**
Doplatek: **1863,03 Kč**
UZP: **3116,96 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

KYČEL, KOLENO

medi

Vyžaduje odborné nastavení



medi PT control

Měkká ortéza pro korekci pohybu česky s omezením flexe / extenze


Indikace:

- syndrom patelofemorální bolesti
- patelární chondropatie
- retropatelární osteoartrida
- pooperační a poúrazová podráždění
- nestabilita česky a kolene

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5000593

MFC: **5069,98 Kč**
Doplatek: **2927,42 Kč**
UZP: **2142,56 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

medi

Vyžaduje odborné nastavení



protect.PT soft

Měkká ortéza pro korekci pohybu česky


Indikace:

- syndrom patelofemorální bolesti
- patelární chondropatie
- retropatelární osteoartrida
- pooperační a poúrazová podráždění
- nestabilita česky a kolene

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5000632

MFC: **1099,99 Kč**
Doplatek: **515,35 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)



Snížená cena



Kolenní ortéza návleková bez výztuhy 101A

Neoprénová

Indikace:

- mírná měkkotkáňová poranění kolenního kloubu
- doléčení stavů po distorzích a kontuzích kolene
- při lehkých degenerativních změnách
- svalová poranění v oblasti kolenního kloubu, distálního hlezna a proximálního bérce

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 35-36 |
| 2 | 37-38 |
| 3 | 39-40 |
| 4 | 41-43 |
| 5 | 44-46 |

Kód SÚKL:
5013975

MFC: **584,64 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **584,64 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: měří se obvod přes česku



Kolenní ortéza návleková s kloubem 101B

Navlékací, neoprenová, s kloubem

Indikace:

- měkkotkáňová poranění kolenního kloubu
- doléčení po operaci v oblasti kolene, vyžadující mírnou mediolaterální stabilizaci
- doléčení stavů po mírných distorzích a kontuzích kolene
- při lehkých degenerativních změnách

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 35-36 |
| 2 | 37-38 |
| 3 | 39-40 |
| 4 | 41-43 |
| 5 | 44-46 |

Kód SÚKL:
5006082

MFC: **1103,91 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **1103,91 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: měří se obvod přes česku



Kolenní ortéza rozepínatelná s kloubem 101C

rozepínací, neoprenová, s kloubem

Indikace:

- měkkotkáňová poranění kolenního kloubu
- doléčení po operaci v oblasti kolene, vyžadující mírnou mediolaterální stabilizaci
- doléčení stavů po mírných distorzích a kontuzích kolene
- při lehkých degenerativních změnách

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | 35-36 |
| 2 | 37-38 |
| 3 | 39-40 |
| 4 | 41-43 |
| 5 | 44-46 |
| 6 | 47-49 |
| 7 | 50-52 |
| 8 | 53-55 |
| 9 | 56-58 |

Kód SÚKL:
5006080

MFC: **1170,10 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **1170,10 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: měří se obvod přes česku

medi

Snížená cena

Vyžaduje odborné nastavení



protect.ROM telescopic

Univerzální kolenní dlahy s omezením flexe/extenze a teleskopickým nastavením délky

Indikace:

- pooperační imobilizace
- imobilizace po zranění kolene a průběžná mobilizace
- bezpečná stabilizace poraněných nebo operovaných postranních nebo zkřížených vazů

| velikost | délka (cm) |
|-------------|------------|
| univerzální | 42-52 |

Kód SÚKL:
5002990

MFC: **3116,96 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **3116,96 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi



medi Classic

Ortéza pro imobilizaci kolene na 0° nebo 20°

Indikace:

- pooperační imobilizace
- předoperační bolestivé stavy
- stav po dislokaci česky
- stav po poranění vazů

| délka ortézy (cm) | varianta |
|-------------------|----------|
| 40 | 0° |
| 50 | |
| 60 | |
| 40 | 20° |
| 50 | |
| 60 | |

Kód SÚKL:
5000586

MFC: **1144,99 Kč**
Doplatek: **170,59 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

měření: délka ortézy



Snížená cena



Rigidní ortéza (fixace 0°) 010C

Rigidní ortéza určená k fixaci kolenního kloubu v 0° flexi


Indikace:

- stavy po operaci kolenního kloubu
- distorze kolene
- doléčení stavů po distorzích, subluxaci či luxaci pately
- svalová poranění či zánětlivé afekce

| velikost | výška (cm) | délka (cm) |
|----------|------------|------------|
| 0 | do 130 | 30 |
| 1 | do 150 | 40 |
| 2 | do 175 | 50 |
| 3 | do 180 | 55 |
| 4 | do 185 | 60 |
| 5 | nad 185 | 70 |

Kód SÚKL:
5006085

MFC: **974,40 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: výška postavy

KYČEL, KOLENO



Snížená cena



Rigidní ortéza (fixace 0°) 010D


Indikace:

- stavy po operaci kolenního kloubu
- distorze kolene
- doléčení stavů po distorzi, subluxaci či luxaci pately
- svalová poranění či zánětlivé afekce

| velikost | výška (cm) | délka (cm) |
|----------|------------|------------|
| 0 | do 130 | 30 |
| 1 | do 150 | 40 |
| 2 | do 175 | 50 |
| 3 | do 180 | 55 |
| 4 | do 185 | 60 |
| 5 | nad 185 | 65 |

Kód SÚKL:
5016244

MFC: **974,40 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: výška postavy



Snížená cena



Rigidní ortéza (fixace 20°) 010E

Rigidní ortéza určená k fixaci kolenního kloubu ve 20° flexi


Indikace:

- stavy po operaci kolenního kloubu
- distorze kolene
- doléčení stavů po distorzi, subluxaci či luxaci pately
- svalová poranění či zánětlivé afekce

| velikost | výška (cm) | délka (cm) |
|----------|------------|------------|
| 0 | do 130 | 30 |
| 1 | do 150 | 40 |
| 2 | do 175 | 50 |
| 3 | do 180 | 55 |
| 4 | do 185 | 60 |
| 5 | nad 185 | 70 |

Kód SÚKL:
5006083

MFC: **974,40 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: výška postavy



Snížená cena



Rigidní ortéza (fixace 20°) 010F


Indikace:

- stavy po operaci kolenního kloubu
- distorze kolene
- doléčení stavů po distorzi, subluxaci či luxaci pately
- svalová poranění či zánětlivé afekce

| velikost | výška (cm) | délka (cm) |
|----------|------------|------------|
| 0 | do 130 | 30 |
| 1 | do 150 | 40 |
| 2 | do 175 | 50 |
| 3 | do 180 | 55 |
| 4 | do 185 | 60 |
| 5 | nad 185 | 65 |

Kód SÚKL:
5016245

MFC: **974,40 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: výška postavy



Snížená cena



Kloubová rehabilitační ortéza 001B


Indikace:

- měkkotkáňová poranění kolenního kloubu
- pooperační stavy kolenního kloubu vyžadující limitovanou stabilizaci
- doléčení stavů po distorzích, kontuzích kolene
- lehké degenerativní změny

| velikost | výška (cm) | délka (cm) |
|----------|------------|------------|
| 1 | 150-175 | 50 |
| 2 | nad 175 | 60 |

Kód SÚKL:
5006086

MFC: **3116,96 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **3116,96 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: výška postavy

medi

Vyžaduje odborné nastavení



M.4s comfort

Funkční rigidní kolenní ortéza s kloubem physioglidle k omezení flexe / extenze


Indikace:

- konzervativní / pooperační léčba ruptur zkřížených vazů (samostatných nebo s průvodními zraněními)
- konzervativní / pooperační léčba ruptur postranních vazů s lézí menisku
- konzervativní léčba nestability (samostatně nebo kombinované)

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5006195

MFC: **11744,99 Kč**
Doplatek: **8822,91 Kč**
UZP: **2922,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

medi

Vyžaduje odborné nastavení



M.4s comfort short

Funkční rigidní kolenní ortéza s kloubem physioglidle k omezení flexe / extenze


Indikace:

- konzervativní / pooperační léčba ruptur zkřížených vazů (samostatných nebo s průvodními zraněními)
- konzervativní / pooperační léčba ruptur postranních vazů s lézí menisku
- konzervativní léčba nestability (samostatně nebo kombinované)

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5006195

MFC: **11744,99 Kč**
Doplatek: **8822,91 Kč**
UZP: **2922,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

medi

Vyžaduje odborné nastavení



protect.4 evo

4-bodová kolenní ortéza pro regulaci předního a zadního posunu holenní kosti


Indikace:

- ruptury předního, zadního nebo obou křížových vazů a přidružená zranění
- ruptury a/nebo nestabilita postranních vazů
- konzervativní léčba nestability kolenního kloubu

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

Kód SÚKL:
5006196

MFC: **6539,98 Kč**
Doplatek: **3617,90 Kč**
UZP: **2922,08 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

medi

Vyžaduje odborné nastavení



M.4s PCL dynamic


4-bodová rigidní rámová kolenní ortéza s limitací extenze / flexe pro léčbu po zranění zadního křížového vazů

Indikace:

- konzervativní ošetření po úrazu zadního křížového vazů
- pooperační ošetření po rekonstrukci zadního křížového vazů

| velikost | obvod stehna (cm) |
|----------|-------------------|
| XS | 31-37 |
| S | 37-45 |
| M | 45-51 |
| L | 51-57 |
| XL | 57-65 |
| XXL | 65-74 |

MOC: **14800,00 Kč**



měření: obvod stehna 15 cm nad středem kolena (měřeno na vnitřní straně stehna)

KYČEL, KOLENO

medi

Vyžaduje odborné nastavení

protect.ROM cool

Univerzální kolenní ortéza pro mobilizaci

Indikace:

Všechny indikace, u nichž je nutná raná funkční mobilizace s omezením pohybu kolenního kloubu, jako např.:

- po úrazech vazů (posttraumatické/pooperační)
- po úrazech menisků (posttraumatické/pooperační)
- po úrazech šlach (posttraumatické/pooperační)

| velikost | short | uni |
|------------|-------|-----|
| délka v cm | 57 | 63 |

Kód SÚKL:
5000618

MFC: **3589,99 Kč**

Doplatek: **473,03 Kč**

UZP: **3116,96 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



Snížená cena

Infrapatelární páska 102

Indikace:

Patelofemorální obtíže chondropatické etiologie.

| velikost | obvod (cm) |
|----------|------------|
| 1 | Do 35 |
| 2 | Nad 35 |

Kód SÚKL:
5006140

MFC: **175,84 Kč**

Doplatek: **0,00 Kč**

UZP: **175,84 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



měření: obvod těsně pod kolennem

medi

medi patella tendon support

Infrapatelární bandáž

Indikace:

- bolest v souvislosti s nesprávnou patelofemorální geometrií

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5000634

MFC: **524,98 Kč**

Doplatek: **349,14 Kč**

UZP: **175,84 Kč**

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



medi

medi elastic knee support 601


Kolenní bandáž s obousměrnou elasticitou

Indikace:

- veškeré záněty nebo namožení kolene včetně stavů po artroskopii a pooperačních stavů
- namožení svalů a vazů
- burzitida
- chronické degenerativní onemocnění kloubů
- artritida a osteoartritida

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

MOC: **299,00 Kč**



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)





medi

medi elastic knee support 602

Kolenní bandáž s obousměrnou elasticitou


Indikace:

- veškeré záněty nebo namožení kolene včetně stavů po artroskopii a pooperačních stavů
- namožení svalů a vazů
- burzitida
- chronické degenerativní onemocnění kloubů
- artritida a osteoartritida



| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |

MOC: 522,00 Kč



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)



medi

medi elastic knee support 603

Kolenní bandáž s obousměrnou elasticitou

Indikace:

- veškeré záněty nebo namožení kolene včetně stavů po artroskopii a pooperačních stavů
- namožení svalů a vazů
- burzitida
- chronické degenerativní onemocnění kloubů
- artritida a osteoartritida



| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |


Kód SÚKL:
5000644

MFC: 579,99 Kč

Doplatek: 0,00 Kč

UZP: 579,99 Kč

Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)



medi

medi elastic knee support 605

Kolenní bandáž s obousměrnou elasticitou

Indikace:

- veškeré záněty nebo namožení kolene včetně stavů po artroskopii a pooperačních stavů
- namožení svalů a vazů
- burzitida
- chronické degenerativní onemocnění kloubů
- artritida a osteoartritida



| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| I | 37-40 | 25-28 |
| II | 40-43 | 28-31 |
| III | 43-46 | 31-34 |
| IV | 46-49 | 34-37 |
| V | 49-52 | 37-40 |
| VI | 52-55 | 40-43 |
| VII | 55-58 | 43-46 |


Kód SÚKL:
5000644

MFC: 579,99 Kč

Doplatek: 0,00 Kč

UZP: 579,99 Kč

Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)



Maxis


Kompresní návlek na koleno S-LINE PREMIUM

- stabilizace kolene
- redukce otoků
- prevence proti bolestivým namožením



| velikost (cm) | d | f |
|---------------|-------|-------|
| S | 31-34 | 43-46 |
| M | 34-37 | 46-49 |
| L | 37-40 | 49-52 |
| XL | 40-43 | 52-55 |
| XXL | 43-46 | 55-58 |
| 3XL | 46-47 | 58-61 |

MOC: 390,00 Kč



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

Maxis®




Kompresní návlek na koleno S-LINE

- stabilizace kolene
- redukce otoků
- prevence proti bolestivým namožením

| velikost | obvod "f" (cm) | obvod "d" (cm) |
|----------|----------------|----------------|
| 1 | 37-40 | 25-28 |
| 2 | 40-43 | 28-31 |
| 3 | 43-46 | 31-34 |
| 4 | 46-49 | 34-37 |
| 5 | 49-52 | 37-40 |
| 6 | 52-55 | 40-43 |
| 7 | 55-58 | 43-46 |

MOC: 229,00 Kč



měření: (f) obvod stehna 15 cm nad středem česky (měřeno na vnitřní straně stehna) (d) obvod 5 cm pod středem česky (měřeno na vnitřní straně dolní končetiny)

medi



Chránič česky k řadě ortéz M.4, M.4s, M.4s OA

- pevný plastový chránič česky
- jednoduché nasazení pomocí dvou úchytek
- univerzální velikost

MOC: 590,00 Kč

medi



Nářadí pro tvarování rámu ortézy M.4s

- ohýbací nástroj pro individuální nastavení rigidních dlah ortéz

MOC: 1500,00 Kč

· KOTNÍK · CHODIDLO



Kotník, Chodidlo

Kotníkové ortézy se používají při různých stavech. Poskytují vysokou úroveň ochrany a zároveň kotník znehybňují, a proto jsou ideální pro rekonvalescenci po operacích, například při poranění fibulárních vazů kotníku. Díky své bezpečné podpoře slouží také jako dlahy pro osoby s chronickou nestabilitou a mnoha dalšími indikacemi. Poskytují nejen stabilní prostředí pro hojení kotníku, ale také aktivně snižují bolest a otok. Nabízíme širokou škálu ortéz a bandáží hlezna, které slouží ke specifickým účelům.

Zdravotní vložky do bot jsou určeny na indikace jako např. patní ostruha, plantární fasciitida nebo ploché nohy. Jsou anatomicky adaptované na nožní klenbu a kompenzují deformity chodidla. Pomáhají ulevit od bolesti chodidel a jsou určeny pro každodenní použití. Sortiment péče o chodidlo a prsty na noze dále doplňují silikonové podpatěčky a korektory prstů.



Levamed active

Hlezenní bandáž se stabilizační soustavou popruhů

Indikace:

- chronická nestabilita vazů s opakovanými supinačními úrazy (stočení nohy)
- podvrtnutí kloubu s distenzí kloubního pouzdra
- druhá fáze léčby poranění deltového vazů
- následná léčba zlomenin nevyžadujících sádrovou fixaci
- akutní nebo chronické poúrazové nebo pooperační podráždění hlezenního a subtalárního kloubu
- konzervativní léčba poranění syndesmózy nevyžadujících chirurgický zákrok




| velikost | obvod kotníku (cm) |
|----------|--------------------|
| I | 17-20 |
| II | 20-22 |
| III | 22-24 |
| IV | 24-26 |
| V | 26-28 |
| VI | 28-30 |

Kód SÚKL:
5000585

MFC: **1124,98 Kč**
Doplatek: **394,74 Kč**
UZP: **730,24 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí



Levamed® E+motion®

Aktivní hlezenní bandáž se silikonovými polštářky – pro použití při sportu, v práci i každodenním životě

Indikace:

- Všechny indikace, u nichž je nutná komprese měkkých tkání s lokálním polstrováním na hlezenním kloubu, jako např.:
- lehké nestability
 - distorze, pohmožděny
 - výrony a otoky kloubů (artróza/artritida)



| velikost | obvod kotníku (cm) |
|----------|--------------------|
| I | 17-20 |
| II | 20-22 |
| III | 22-24 |
| IV | 24-26 |
| V | 26-28 |

MOC: **784,00 Kč**



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí

KOTNÍK, CHODIDLO

medi



protect.Leva

Elastická hlezenní bandáž s anatomicky tvarovanými pelotami

Indikace:

- mírná nestabilita hlezenního kloubu
- podvrtnutí
- kloubní výpotky a otoky v důsledku artritidy a osteoartrity
- chronický, pooperační a poúrazový zánět

| velikost | obvod kotníku (cm) |
|----------|--------------------|
| II | 20-22 |
| III | 22-24 |
| IV | 24-26 |
| V | 26-28 |
| VI | 28-30 |

Kód SÚKL:
5000624

MFC: **555,00 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **555,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí

medi



protect.Leva strap

Elastická kotníková bandáž s elastickým pásem

Indikace:

- výrony kotníku
- nestabilita hlezenního kloubu
- kloubní výpotky a otoky
- artritida a osteoartróza
- chronický, pooperační a posttraumatický zánět

| velikost | obvod kotníku (cm) |
|----------|--------------------|
| II | 20-22 |
| III | 22-24 |
| IV | 24-26 |
| V | 26-28 |
| VI | 28-30 |

Kód SÚKL:
5000626

MFC: **555,00 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **555,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí

medi



protect.Achi

Elastická bandáž Achillovy šlachy s anatomicky tvarovanou pelotou

Indikace:

- akutní a chronické záněty Achillovy šlachy
- poúrazový a pooperační zánět
- achillodynie
- burzitida Achillovy šlachy

| velikost | obvod kotníku (cm) |
|----------|--------------------|
| II | 20-22 |
| III | 22-24 |
| IV | 24-26 |
| V | 26-28 |
| VI | 28-30 |

Kód SÚKL:
5000622

MFC: **555,00 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **555,00 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí



Snížená cena



Ortýza hlezenní N60B s křížovým tahem

Indikace:

- stavy po zhmoždění či lehčích distorzích hlezna
- doléčení zlomenin v oblasti hlezenního kloubu
- stavy po operaci nevyžadující rigidní fixaci
- bolestivé syndromy zapříčiněné zánětlivými/degenerativními procesy

| velikost | bota eu |
|----------|---------|
| 0 | 28-31 |
| 1 | 32-35 |
| 2 | 36-39 |
| 3 | 40-43 |
| 4 | 44-47 |

Kód SÚKL:
5006088

MFC: **730,24 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **730,24 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: řídí se velikostí boty

KOTNÍK, CHODIDLO



Snížená cena

Rigidní fixace hlezna 065C

Indikace:

Poúrazové a pooperační stavy vyžadující fixaci v neutrální poloze.

| velikost | bota eu |
|----------|---------|
| X0 | 26-31 |
| 0 | 32-35 |
| 1 | 36-39 |
| 2 | 40-43 |
| 3 | 44-47 |

Kód SÚKL:
5006089

MFC: **730,24 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **730,24 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: řídí se velikostí boty



medi

Vyžaduje odborné nastavení

Levamed stabili-tri

Modulární ortéza s trojím účinkem k funkční léčbě poranění hlezna

Indikace:

- podvrtnutí hlezna (1. až 3. stupeň)
- chronická nestabilita hlezenního a dolního zánártního kloubu
- pooperační léčba po operaci vazivového aparátu hlezenního kloubu

| velikost | obvod kotníku (cm) |
|----------|--------------------|
| I | 17-21 |
| II | 21-24 |
| III | 24-27 |
| IV | 27-30 |

Kód SÚKL:
5000584

MFC: **2275,00 Kč**
Doplatek: **1544,76 Kč**
UZP: **730,24 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí



medi

protect.Ankle lace up

Funkční hlezenní ortéza se skořepinou pro mediální a laterální stabilizaci

Indikace:

- konzervativní a pooperační léčba poranění vazů hlezna
- stavy po podvrtnutí
- chronická nestabilita hlezenního kloubu

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| S | 37-40 |
| M | 41-42 |
| L | 43-44 |
| XL | 45-46 |

Kód SÚKL:
5000631

MFC: **829,99 Kč**
Doplatek: **99,75 Kč**
UZP: **730,24 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



medi

medi Ankle sport brace

Plochá modulární ortéza kotníku

Indikace:

- chronická nestabilita vazů v horním a dolním kotníku
- po vyvrtnutích (např. supinační poranění)
- jako preventivní opatření po supinačních poraněních, zejména pro sporty
- zánět kotníkového kloubu (akutní nebo chronický, posttraumatický nebo pooperační)
- mírné zranění syndesmotických vazů

| velikost | obvod přes patu a nárt (cm) | velikost chodidla (euro) |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| XS | 25-28 | 34-36 |
| S | 28-30 | 36-40 |
| M | 30-33 | 40-43 |
| L | 33-35 | 43-46 |
| XL | 35-37 | 46-48 |

Kód SÚKL:
5002989

MFC: **835,00 Kč**
Doplatek: **104,76 Kč**
UZP: **730,24 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



měření: obvod přes patu a nárt



KOTNÍK, CHODIDLO

medi



M.step

Funkční kotníková ortéza s výstelkami z pěny a gelu

Indikace:

- konzervativní a pooperační péče o fibulární vazy při poranění kotníku
- chronické nestability kotníku
- po výronu kotníku

| varianta | výška ortézy (cm) |
|------------|-------------------|
| Standardní | 25 |
| Sportovní | 23 |
| Dětská | 15 |

Kód SÚKL:
5000594

MFC: **969,99 Kč**
Doplatek: **239,75 Kč**
UZP: **730,24 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi



protect.Ankle air foam

Funkční hlezenní ortéza se vzduchovým pěnovým polstrováním

Indikace:

- konzervativní a pooperační léčba poranění fibulárního vazy hlezna
- stav po distorzi
- chronické nestability hlezna

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5000595

MFC: **509,99 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **509,99 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok



Snížená cena



Hlezenní fixace N60C plastová skořepa

Indikace:

- doléčení distorzí hlezna s poraněním LFTA a CFL
- doléčení zlomenin v oblasti hlezenního kloubu
- stavy po operaci nevyžadující rigidní fixaci
- bolestivé syndromy zapříčiněné zánětlivými/degenerativními procesy

| velikost |
|-------------|
| univerzální |

Kód SÚKL:
5006087

MFC: **730,24 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **730,24 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi



protect.Ankle foot orthosis

Hlezenní ortéza s nastavitelným systémem popruhů

Indikace:

- tažení nohy kvůli hemiplegii
- přepadání špičky nohy kvůli peroneálnímu ochrnutí

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| S | 35-37 |
| M | 37-39 |
| L | 39-41 |
| XL | 41-44 |

MOC: **1545,00 Kč**

KOTNÍK, CHODIDLO

medi



medi elastic ankle support 501

Obousměrně elastická, středně kompresivní hlezenní bandáž s vytvarovanou patou

Indikace:

- zánět nebo namožení hlezna
- namožení svalů
- zhmožděliny
- profylaktické a terapeutické použití při sportu

| velikost | obvod kotníku (cm) |
|----------|--------------------|
| I | 17-20 |
| II | 20-22 |
| III | 22-24 |
| IV | 24-26 |
| V | 26-28 |
| VI | 28-30 |

MOC: 274,00 Kč



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí

maxis



Kompresní návlek na kotník S-LINE PREMIUM

- stabilizace hlezenního kloubu
- redukce otoků
- prevence proti bolestivým namožením

| velikost | cm |
|----------|-------|
| S | 20-23 |
| M | 23-26 |
| L | 26-29 |
| XL | 29-32 |
| XXL | 32-35 |

MOC: 350,00 Kč



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí

maxis



Kompresní návlek na kotník S-LINE

- stabilizace hlezenního kloubu
- redukce otoků
- prevence proti bolestivým namožením

| velikost | obvod kotníku (cm) |
|----------|--------------------|
| 1 | 17-20 |
| 2 | 20-22 |
| 3 | 22-24 |
| 4 | 24-26 |
| 5 | 26-28 |
| 6 | 28-30 |
| 7 | 30-33 |

MOC: 229,00 Kč



měření: obvod hlezna v nejužším bodě nad hlezenní kostí



Snížená cena

Peroneální páska 062

Indikace:

- léze nervus peroneus veškeré etiologie
- onemocnění projevující se poruchou svalové fixace hlezna
- stavy po operacích s oslabením aktivní dorsiflexe nohy

| velikost | |
|------------|--|
| 1 - krátký | zapínání nad kotníkem délka popruhu (pruženky) 10 cm |
| 2 - dlouhý | zapínání pod kolénem délka popruhu (pruženky) 30 cm |

Kód SÚKL:
5011800

MFC: 243,04 Kč

Doplatek: 0,00 Kč

UZP: 243,04 Kč

Preskripční omezení:

1 ks / 1 rok



KOTNÍK, CHODIDLO

medi

Snížená cena

Vyžaduje odborné nastavení



protect.Walker boot

Statická pooperační a rehabilitační ortéza

Indikace:

- zranění a operace prstů na noze nebo chodidla
- distorze hlezenního kloubu stupně I, II a III
- zlomeniny chodidla nebo hlezna – stabilní nebo s osteosyntetickým materiálem

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| S | 36-39 |
| M | 40-44 |
| L | 44-46,5 |
| XL | 46,5+ |

Kód SÚKL:
5000649

MFC: **974,40 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi

Snížená cena

Vyžaduje odborné nastavení



protect.Walker boot short

Statická pooperační a rehabilitační ortéza

Indikace:

- zranění a operace prstů na noze nebo chodidla
- distorze hlezenního kloubu stupně I, II a III
- zlomeniny chodidla nebo hlezna – stabilní nebo s osteosyntetickým materiálem

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| S | 36-39 |
| M | 40-44 |
| L | 44-46,5 |
| XL | 46,5+ |

Kód SÚKL:
5000649

MFC: **974,40 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi

Snížená cena

Vyžaduje odborné nastavení



protect.ROM Walker

Chodící ortéza s omezením rozsahu pohybu a fixační ortéza

Indikace:

- poranění nebo operace nohy nebo prstů na noze
- podvrtnutí hlezna stupně I–III
- stabilní nebo vnitřně fixované zlomeniny nohy nebo hlezna

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| S | 36-39 |
| M | 40-44 |
| L | 44-46,5 |
| XL | 46,5+ |

Kód SÚKL:
5000648

MFC: **1460,48 Kč**
Doplatek: **0,00 Kč**
UZP: **1460,48 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi

Vyžaduje odborné nastavení



protect.CAT Walker

Pohodná chodící ortéza na poranění hlezna a nohy - lehká skořepinová konstrukce

Indikace:

- pooperační léčba: ruptura Achillovy šlachy, rekonstrukce vazů, poranění měkkých tkání a šlach
- konzervativní léčba: poranění Achillovy šlachy (2. a 3. stupně), léze vazů, tendosynovitida
- stabilní zlomeniny nohy a kloubu: metatarzální zlomenina, zlomenina kosti hlezenní, maleolární zlomenina
- stav po reparaci vazů

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| S | 36-40 |
| M | 40-44 |
| L | 44-47 |

Kód SÚKL:
5002988

MFC: **1834,99 Kč**
Doplatek: **860,59 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi

Vyžaduje
odborné
nastavení



protect.CAT Walker short

Pohodlná chodící ortéza na poranění hlezna a nohy - lehká skořepinová konstrukce

Indikace:

- pooperační léčba: rekonstrukce nebo refixace vazů, poranění měkkých tkání a šlach
- konzervativní léčba: léze vazů 2. a 3. stupně, tendosynovitida
- stabilní zlomeniny nohy a kloubu: metatarzální zlomenina, zlomenina kosti hlezenní, maleolární zlomenina

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| S | 36-40 |
| M | 40-44 |
| L | 44-47 |

Kód SÚKL:
5002988

MFC: **1834,99 Kč**
Doplatek: **860,59 Kč**
UZP: **974,40 Kč**
Preskripční omezení:
1 ks / 1 rok

medi

protect.Toe spreader

Indikace:

- korekce
- odlehčení tlaku
- profylaxe diabetické nohy



| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| I | 34-37 |
| II | 38-40 |
| III | 41-44 |

MOC: **99,00 Kč**

medi

protect.Forefoot cushion

Indikace:

- korekce
- odlehčení tlaku
- profylaxe diabetické nohy



MOC: **149,00 Kč**

medi

protect.Heel soft

Zdravotní silikonové podpatěčky

Indikace:

- potíže s Achillovou šlachou a synoviálním vágkem (achillodynie)
- patní ostruha
- artróza
- tendopatie z přetížení
- při rozdílu délky dolních končetin do 1 cm (vyrovnání)

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| 1 | 36-38 |
| 2 | 39-41 |
| 3 | 42-44 |

MOC: **348,00 Kč**



medi



protect.Heel wedge

Zdravotní silikonové podpatěčky

Indikace:

- potíže s Achillovou šlachou a synoviálním vřáčkem (achillodynie)
- patní ostruha
- artróza
- tendopatie z přetížení
- při rozdílu délky dolních končetin do 1 cm (vyrovnání)

| velikost | velikost obuvi |
|----------|----------------|
| 1 | 36-38 |
| 2 | 39-41 |
| 3 | 42-44 |

MOC: 348,00 Kč

medi



medi footsupport Heel Pain pro

Vložka pro pacienty s plantární fasciitidou [PF]

Indikace:

- patní ostruha
- plantární fasciitida
- bolest paty

velikost *

| |
|----|
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |

MOC: 572,00 Kč

* Velikost vložek odpovídá velikosti obuvi (EU).

medi



medi footsupport Business slim pro

Vložka pro úzkou business obuv

Indikace:

- plochá noha
- mírně vbočená noha
- mírně plochovbočená noha
- mírně propadlá klenba

velikost *

| |
|----|
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |

MOC: 610,80 Kč

* Velikost vložek odpovídá velikosti obuvi (EU).

medi



medi footsupport Ballerinas pro

Vložka speciálně navržena pro plochou módní dámskou obuv

Indikace:

- plochá noha
- mírně vbočená noha
- mírně plochovbočená noha
- mírně propadlá klenba

velikost *

| |
|----|
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |

MOC: 921,00 Kč

* Velikost vložek odpovídá velikosti obuvi (EU).

medi



medi footsupport Active

Vložka vyvinutá pro sportovní aktivity

Indikace:


- plochá noha
- mírně vbočená noha
- propadlá klenba

velikost *

| |
|-------|
| 33/34 |
| 35/36 |
| 37/38 |
| 39/40 |
| 41/42 |
| 43/44 |
| 45/46 |
| 47/48 |

MOC: **811,70 Kč**

* Velikost vložek odpovídá velikosti obuvi (EU).



Maxis[®]



MAXIS a.s., medi group company
Slezská 2127/13, 12000 Praha 2
Bezplatná infolinka: 800 900 336 (07:30 - 15:30 hod.)
info@medi-expert.cz • <https://www.medi-expert.cz/>

Vytvořeno: 09.09.2024
Název katalogu: Ortopedie 2024/1